

AXIS OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRLÜ KONTEYNER



AAC-SM
Small

465x280x260 mm



AAC-M
Mini

465x280x490 mm



AAC-ST
Standard

580x280x260 mm



AAC-MD
Middle

465x280x640 mm



AAC-L
Large

580x280x490 mm



AAC-XL
X-Large

590x370x490 mm

Otomatik kartuş aktivatörlü AXIS marka konteynerler, gaz difüzyon sistemine özgü oksit sterilizasyonunda kullanılan EO kartuşların (AR serisi) harici insan kontrolü ve müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak aktivasyonuna olanak sağlar. Sterilizasyon işlemi sonunda sterilize edilen materyallerden kalan etilen oksidin otomatik olarak uzaklaştırılması, etilen oksidin insan sağlığına herhangi bir tehlike oluşturmadan güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sistem aynı zamanda Liner Bag olarak bilinen sterilizasyon torbalarının veya geleneksel olarak bir gaz difüzyon sistemine dayalı etilen oksit sterilizasyonunda kullanılan basit torbaların kullanımına yönelik gerekliliği de ortadan kaldırır. Sistem, konteynerin açılmasına gerek kalmadan cam sterilizasyon hücresinden konteyner içindeki sterilizasyon koşullarının anlık olarak izlenmesine olanak sağlar. Toplam sterilizasyon ve havalandırma süresini toplam 6 saate indiren sistem, etkinliğini her geçen gün kanıtlayan EO sayesinde hızlı ve güvenli bir sterilizasyon işlemi sağlıyor.



AAC/IND
790x570x420mm