

# AXIS OTOMATİK KAPATMA VE YAZICI MAKİNASI

## Sterilizasyon Paketleme Ürünleri



- Otomatik Kontrol Fonksiyonu ve Sürekli Çalışma
- Gelişmiş Düz Seramik Isıtma Elementleri
- 7" LCD Renkli Dokunmatik Ekran
- Ayarlanabilir Yazıcı Sistemi
- Kapatma Geniřlięi 12mm
- Çalışma Ortamı: 0-40 ° C
- Güç: 500W
- 560×260×220 mm ölçülerinde, 18 kg aęırlıęındadır.

**Ürün Kodu: AXPS-100**

### **Teknik Detaylar**

- Cihaz otomatik olarak kapatma ve yazma işlemi yapar.
- Otomatik yazıcısı sayesinde sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi, lot no, operatör adı, vb. rulolar üzerine yazabilmektedir.
- Kurulum ve Çalışma yeterlilik çalışmalarına yönelik olarak, anlık yapıştırma kuvveti, yapıştırma sıcaklığı, kapatma hızı, tarih ve saat bilgisi ile beraber basılabilmektedir.
- Yapışma sızdırmazlık testleri uygulanabilmektedir.
- 7" LCD renkli dokunmatik ekranı mevcuttur.
- Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180°C ye ulaşabilmektedir.
- % ±1°C hassasiyet ile 60 ~ 220°C aralığında kapatma yapabilmektedir.
- Kapatma hızı 10 m/dk dır.
- Kapatma genişlięi 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.
- Döner tekerlekli sistemi ile her boy ruloyu kapatabilmektedir.
- Seramik tip rezistansları oldukça uzun ömürlüdür.
- Otomatik soęutma sistemlidir.

**KORDON**

Tıp Sağlık Araç ve Gereçleri

10006/1 No:43 A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR TÜRKİYE

<http://www.kordontip.com> - [info@kordontip.com](mailto:info@kordontip.com)

Tel:0232.348.60.60 / Fax:0232.348.60.90

