

AXIS KAPATMA MAKİNASI

Sterilizasyon Paketleme Ürünleri



Ürün Kodu: PXS-300

Teknik Detaylar

- Cihaz otomatik kapatma işlemini yapar.
- Ameliyathane ortamına çalışmaya uygun olarak dış ve iç yüzeyi tamamen paslanmaz çeliktir.
- Opsiyonel olarak çıkartılabilir konveyörü ile kapatma işlemi sırasında paketleri tutmanıza gerek kalmaz.
- Kapatma hızı üzerindeki pot ile 0-12 m/dk aralığında sonsuz ayarlanabilmektedir.
- Kapatma genişliği 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.
- Döner tekerlekli sistemi ile her boy ruloyu kapatabilmektedir.
- Cihazla birlikte elektronik kontrol kartı, 4 adet konveyör kayışı, 20 adet teflon bandı, tornavida-anahtar-alyan seti yedek olarak ücretsiz verilmektedir
- 38x84x32 cm boyutlarında 27 kg ağırlığındadır.

 **KORDON**

Tıp Sağlık Araç ve Gereçleri

10006/1 No:43 A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR TÜRKİYE

<http://www.kordontip.com> - info@kordontip.com

Tel:0232.348.60.60 / Fax:0232.348.60.90

