

AXIS OTOMATİK KAPATMA MAKİNASI

Sterilizasyon Paketleme Ürünleri



- Kapatma Geniřliđi: 12 mm
- Kapatma Kenar Bořluđu: 0 ~ 35 mm
- Güç: 500 W
- Ađırlık: 15 kg
- Cihaz Ölçüleri: 482 x 242 x157 mm

Ürün Kodu: PXS-400

Teknik Detaylar

- Cihaz otomatik olarak kapatma işlemini yapar.
- Kapatma sıcaklığı dijital olarak ayarlanabilmektedir.
- Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180°C 'ye ulaşabilmektedir.
- Geliřmiř düz seramik ısıtma elementleri oldukça uzun ömürlüdür.
- %±1 °C hassasiyet ile 60 ~ 220°C aralığında kapatma yapabilmektedir.
- Kapatma hızı 10 m/dk dır.
- Kapatma genişliđi 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.
- Döner tekerlekli sistemi ile her boy ruloyu kapatabilmektedir.
- Otomatik sođutma sistemlidir.
- 480×240×150 mm ölçülerinde, 15 kg ađırlıđındadır.

KORDON

Tıp Sađlık Araç ve Gereçleri

10006/1 No:43 A.O.S.B ÇİĐLİ İZMİR TÜRKİYE

<http://www.kordontip.com> - info@kordontip.com

Tel:0232.348.60.60 / Fax:0232.348.60.90

