


AXIS STERİLİZASYON ZARFLARI



Axis sterilizasyon zarfları etilen oksit ve buhar sterilizasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Zarfin bir ucu açık diğer ucu ise yırtılmayı ve ayrılmayı önlemek amacıyla 3 bariyerli ısıyla kapatılmıştır.

Zarfların ön yüzeyi şeffaf olduğundan zarf içindeki malzemelerin kolaylıkla görünmesini sağlar.

Zarfin kenarında bulunan indikatörler sterilizasyon için ekstra güvenlik ve takip olanağı sunar. Axis sterilizasyon zarfları çok katlı PET/PP kopolimer film ve medikal kraft kağıttan üretilmiştir. Açma yönü işaretlidir.



KOD	ÖLÇÜLER
AX-P C050250	50mm*250mm
AX-P C075150	75mm*150mm
AX-P C075200	75mm*200mm
AX-P C075250	75mm*250mm
AX-P C075300	75mm*300mm
AX-P C75400	75mm*400mm
AX-P C100200	100mm*200mm
AX-P C100250	100mm*250mm
AX-P C100300	100mm*300mm
AX-P C100400	100mm*400mm
AX-P C120250	120mm*250mm
AX-P C120350	120mm*350mm
AX-P C150200	150mm*200mm
AX-P C150300	150mm*300mm
AX-P C200300	200mm*300mm
AX-P C200400	200mm*400mm
AX-P C250300	250mm*300mm
AX-P C250380	250mm*380mm
AX-P C300400	300mm*400mm
AX-P C300500	300mm*500mm
AX-P C400400	400mm*400mm